

Gebrauchtgerät

Universalhärteprüfer

Fabrikat WPM Leipzig
Typ HPO 250

Gebrauchtgerät

werkstattüberholt

Technische Daten

Prüfverfahren: Brinell / Vickers
Prüflaststufen: 15,625; 31,25; 62,5;
187,5; 250 kp (HBW)
5; 10; 15; 20; 30; 40; 50;
60; 100; 120 kp (HV)
Prüfhöhe: 200 mm
Ausladung: 150 mm
Gewicht: ca 180 kg
Farbe: grau,
neu lackiert
Objektiv: 70- oder 140-fach

Lieferumfang: Grundgerät
Vickersprüfspitze
Kugelhalter mit Kugel \varnothing 2,5 mm
Vorspannhülse
Auflagetisch \varnothing 80 mm
Bedienungsanleitung, Härtevergleichstabellen
Kalibrierung vor Ort

Lieferzeit: sofort lieferbar
Gewähr: 6 Monate, ausgenommen Verschleißteile und Fehlbedienung
Zahlung: 14 Tage netto



***Auf Wunsch kann das Härteprüfgerät auch digitalisiert oder mit Videosystem ausgerüstet werden.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!***